

QUICK DISCONNECT-ZUBEHÖR


ENDOSKOP- UND INSTRUMENTENHALTER

QUICK GRIP-ENDOSKOPHALTER


Sichert 5 mm und 10 mm Endoskope schnell und sicher. Atraumatische Delrin-Backen beschädigen die Endoskope nicht. Können auch zum Halten von laparoskopischen Instrumenten verwendet werden.



Der 10 mm Quick Grip-Endoskophalter befestigt an #69045-QC und mit einem Laparoskop. (Arm und Laparoskop separat erhältlich)



■ REF.-NR. 72162
10 mm Quick Grip-Endoskophalter



■ REF.-NR. 72163
5 mm Quick Grip-Endoskophalter

VERSTELLBARE INSTRUMENTEN-BACKENSPIZZEN

Die Spitzen sind verstellbar und können Instrumente und Endoskope mit Durchmessern zwischen 1,5 mm und 12,5 mm halten



Der verstellbare Delrin Endoskophalter befestigt an #69702 und mit einem Laparoskop. (Arm und Laparoskop separat erhältlich)


■ NR. 69706
Edelstahlspitze für Instrumente und Retraktoren, von 3,5 mm bis 12,5 mm.



■ REF.-NR. 69707
Delrin-Spitze für unachgiebige Endoskope, von 1,5 mm bis 12,5 mm.



STERILISIERUNGSWANNEN FÜR MEDIFLEX HALTE UND POSITIONIERVORRICHTUNGEN



Diese Wanne: REF.-NR. 69760. Dargestellt mit 69055-QCLR (separat erhältlich).

■ REF.-NR. 69760
Standard Mediflex-Wanne für Arme, 56 X 26,5 X 11,75 cm

■ REF.-NR. 69761
Extragroße Mediflex-Wanne für Arme, 66 X 27,5 X 15 cm
Diese Wanne ist für mittelgroße und große Nathanson-Haken erforderlich.

BOOKLER® RATSCHENSTANGEN-ZUSÄTZE

Ideal für den Einsatz in offener Chirurgie oder bei laparoskopischen Eingriffen die konvertiert werden; diese Vorrichtung ermöglicht das Halten eines beliebigen Bookler- oder Bookwalter-Retraktors in Mediflex-Armen.

■ REF.-NR. 69708
Bookler Ratschenstangen-Zusatz



Zwei Bookler Ratschenstangen-Zusätze eingesetzt in #73010, mit Bookler Retraktorspreizer. (Arm und Spreizer separat erhältlich)

Eine Liste erhältlich Bookler Retraktorspreizer ist im MEDIFLEX Katalog für tischmontierte Retraktoren RET-0709 zu finden.