

30 ANDERE LAPAROSKOPISCHE PRODUKTE**MEDIFLEX-NUBERT GEWEBERÜCKHOLSYSTEM**

Mediflex bietet das erste Rückholbeutelssystem mit Einwegbeutel und wiederverwendbarer Zange. Die Zange dient speziell zum Einsetzen, Öffnen, sicheren Schließen und Entfernen des Beutels. Der NUBERT Einweg-Rückholbeutel ist beständig und besteht aus reißfestem Material. Er ist verjüngt, um eine Anhäufung von Gewebe zu verhindern und kann bei einem Eingriff mehrere Male eingesetzt werden.

■ **REF.-NR. 24003**

Laparoskopischer Mediflex-NUBERT Rückholbeutel, 120 ml Fassungsvermögen, 10er-Packung, steril

■ **REF.-NR. 91312-CFR-F**

Modularer laparoskopischer Mediflex Nubert-Greifer, 5 mm x 33 cm mit Ein-/Aus-Ratschengriff aus Kohlefaser

■ **REF.-NR. 91312-I-F**

Ersatzinsert für Mediflex-NUBERT-Greifer

MEDIFLEX EINWEG-GEWEBERÜCKHOLSYSTEM


Die Mediflex-Albert- und Mediflex-Hubert-Beutel sind zum Entfernen größerer Proben vorgesehen, als denen im Nubert-System. Das reißfeste mit Polyurethan beschichtete Rip-Stop-Nylon ist flüssigkeitsundurchdringlich und ausreichend stark zur Verwendung bei der Morcellation von Gewebe.

■ **REF.-NR. 24001**

Mediflex-ALBERT Geweberückholbeutel, 900 ml Fassungsvermögen, 5er-Packung, steril

■ **REF.-NR. 24002**

Mediflex-Nubert-Geweberückholbeutel, 3000 ml Fassungsvermögen, 5er-Packung, steril

**MEDIFLEX EINWEG-NAHTGREIFER-SCHLISSVORRICHTUNG**

Diese vielseitige Vorrichtung wird im allgemeinen für Trocar-Wundverschluss benutzt und kann Herniegeflechte vorübergehend anheften, um perkutanes Zunähen und Binden von Bauchwandblutungen zu unterstützen.

EIN ECHTES MEHRZWECKINSTRUMENT■ **REF.-NR. D1001**

Steril, 10 er-Packung.

