

16 NATHANSON LEBERRETRAKTOREN UND SYSTEME**NATHANSON-HAKEN
DER ERSTE LAPAROSKOPISCHE RETRAKTOR, DER DIE GESAMTE LEBER HÄLT**

Nathanson Haken haben sich ideal für laparoskopische Leberretraktion bewährt. Die 5 mm Haken werden gewöhnlich in GERD Chirurgie verwendet, während die 6,5 mm Haken ideal für bariatrische Eingriffe sind. Die extralange Spitze, die an mittelgroßen und großen 6,5 mm Haken erhältlich ist, erleichtert das Eindringen bei größeren Patienten.


HAKENSÄTZE**■ REF.-NR. 69709**

5 mm Hakensatz enthält je 1 Stück:

Ref.-Nr. 69703, Klein

Ref.-Nr. 69704, Mittel

Ref.-Nr. 69705, Groß


**■ REF.-NR. 69710**

6,5 mm Hakensatz enthält je 1 Stück:

Ref.-Nr. 69735, Klein

Ref.-Nr. 69736, Mittel

Ref.-Nr. 69737, Groß

**■ REF.-NR. 69710-XL**


6,5 mm extralanger Hakensatz.

Enthält je 1 Stück:

Ref.-Nr. 69735, Klein

Ref.-Nr. 69736-XL, Mittel, X-lang

Ref.-Nr. 69737-XL, Groß, X-lang

**EINZELNE HAKEN****STANDARD, 5 mm DURCHMESSER**

■ REF.-NR. 69738 | Extraklein

■ REF.-NR. 69703 | Klein

■ REF.-NR. 69704 | Mittel

■ REF.-NR. 69705 | Groß

**ROBUST, 6,5 mm
DURCHMESSER**

■ REF.-NR. 69735 | Klein

■ REF.-NR. 69736 | Mittel

■ REF.-NR. 69737 | Groß

**ROBUST, 6,5 mm DURCHMESSER
MIT LANGER SPITZE**

■ REF.-NR. 69736-XL | Mittel


■ REF.-NR. 69737-XL | Groß



Hier dargestellt: kleiner 6,5 mm Nathanson Haken

Mediflex bietet ein informatives Krankenhaus-Inservicprogramm an, das auf DVD erhältlich ist. Es zeigt, wie die chirurgische StrongArm Halte und Positioniervorrichtung korrekt vorbereitet, positioniert und gepflegt wird. Es behandelt auch den Einsatz des Nathanson Leberretraktors in der laparoskopischen Chirurgie. Diese DVD ist für das gesamte Operationssaal-Personal einschließlich Chirurgen von Vorteil, die noch keine Erfahrung mit Nathanson Haken haben.

Kontaktieren Sie Mediflex oder Ihren Mediflex Vertriebsberater und fordern Sie Inservicprogramm HIS-001 an.



NATHANSON LEBERRETRAKTOREN UND SYSTEME 17



Nathanson-StrongArm Systeme enthalten alle einen Arm, 3 Haken und 2 Endoskop / Instrumentenspitzen. Hier dargestellt: Ref.-Nr. 73020-NLR.

■ SYSTEM-NR. 73020-XL

6,5 mm XL System enthält:

Menge	Ref.-Nr.	Beschreibung/Größe
1 Stück	73001	StrongArm Einzelarm
1 Stück	69099	Robuste Schienenbacke
1 Stück	69735	Kleiner 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69736-XL	Mittlerer 6,5 mm Nathanson Haken XL
1 Stück	69737-XL	Großer 6,5 m Nathanson Haken XL
1 Stück	69706	Instrumentenhalter, Edelstahl
1 Stück	69707	Delrin Endoskophalter

NATHANSON STRONGARM™ SYSTEME

Alle der folgenden Systeme sind mit Ref.-Nr. 73000 StrongArm-Einzelarm-Halte- und Positioniervorrichtung sowie mit 3 Nathanson Haken und 2 Instrumentenspitzen ausgestattet. Die Haken und Spitzen verfügen über den Mediflex Hexagonalanschluss, mit dem sie einfach an einer beliebigen chirurgischen Mediflex Halte und Positioniervorrichtung mit der Quick Disconnect Funktion angeschlossen bzw. von dieser abgetrennt werden können. Diese Systeme eignen sich am besten für bariatrische Eingriffe.

■ SYSTEM-NR. 73000-NLR


5 mm System enthält:

Menge	Ref.-Nr.	Beschreibung/Größe
1 Stück	73001	StrongArm Einzelarm
1 Stück	69099	Robuste Schienenbacke
1 Stück	69703	Kleiner 5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69704	Mittlerer 5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69705	Großer 5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69706	Instrumentenhalter, Edelstahl
1 Stück	69707	Delrin Skopiehalter

■ SYSTEM-NR. 73020-NLR

5 mm System enthält:

Menge	Ref.-Nr.	Beschreibung/Größe
1 Stück	73001	StrongArm Einzelarm
1 Stück	69099	Robuste Schienenbacke
1 Stück	69735	Kleiner 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69736	Mittlerer 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69737	Großer 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69706	Instrumentenhalter, Edelstahl
1 Stück	69707	Delrin Endoskophalter



Nathanson-FlexArm Systeme enthalten alle einen Arm, 3 Haken und 2 Skopie/ Instrumentenspitzen. Hier dargestellt: Ref.-Nr. 69701.

■ SYSTEM-NR. 69701

5 mm System enthält:

Menge	Ref.-Nr.	Beschreibung/Größe
1 Stück	69702	FlexArm, lange Reichweite
1 Stück	69703	Kleiner 5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69704	Mittlerer 5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69705	Großer 5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69706	Instrumentenhalter, Edelstahl
1 Stück	69707	Delrin Endoskophalter

NATHANSON FLEXARM™ SYSTEME

Die folgenden Systeme sind mit Ref.-Nr. 69702 FlexArm-Einzelarm-Halte- und Positioniervorrichtung mit langer Reichweite sowie mit 3 Nathanson Haken und 2 Instrumentenspitzen ausgestattet. Die Haken und Spitzen verfügen über den Mediflex Hexagonalanschluss, mit dem sie einfach an einer beliebigen chirurgischen Mediflex Halte- und Positioniervorrichtung mit der Quick Disconnect Funktion angeschlossen bzw. von dieser abgetrennt werden können. Diese Systeme eignen sich am besten für G.E.R.D. Eingriffe wie die Nissan Fundoplication.

■ SYSTEM-NR. 69720

6,5 mm System enthält:

Menge	Ref.-Nr.	Beschreibung/Größe
1 Stück	69702	FlexArm, lange Reichweite
1 Stück	69735	Kleiner 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69736	Mittlerer 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69737	Großer 6,5 mm Nathanson Haken
1 Stück	69706	Instrumentenhalter, Edelstahl
1 Stück	69707	Delrin Endoskophalter