

Merocel Chirurgisches Stirnband


Art.Nr.:400552



Was ist Merocel® Material

Merocel PVA sind hochentwickelte biokompatible Kunststoffe. Es wird durch eine chemische Reaktion, die vernetzte Polyvinylalkohol mit einer vollständige offenen Zellenstruktur hergestellt. Die endgültige PVA-Schwamm Material hat 100% offene Poren in ihrer Struktur ohne „Dead-End-Taschen“, um Rückstände zu halten.

Diese Struktur, zusammen mit dem Schwamm einzigartige netzartige Form, macht es sowohl saugfähig und hydrophil. Das Merocel Material ist äußerst stark und belastbar, dennoch weich und bequem im feuchten Zustand.



Merocel® Chirurgisches Stirnband

Eigenschaften: Stirnband von schnellen Feuchtigkeitstransport, stark saugfähig, fusselfreies hydroxylierten Polyvinylacetat, steril verpackt, Einzelnutzung

Unit: 10 Stück pro Verpackungseinheit (VE)

***Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Fragen haben.
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung!***